


ULTRADENT TIPS DESIGNED TO DELIVER



The chemistries you use are different. Some are chemically activated, needing to be mixed immediately before delivery. Others have varying viscosities. Some work in pits and fissures, some inside canals, and some on enamel surfaces. Each chemistry you use is designed for a specific purpose. Shouldn't the same be true for your tips?

Ultradent makes tips designed to deliver each chemistry we create. Whether you're delivering a flowable composite, a viscous gel, or thick impression material, we make the perfect tip for the job. And since our tips are engineered on-site, we test each design to ensure it works perfectly with the chemistry it's intended for.

Check out our tips with **LOK-TITE®**
Luer Lock tips with Lok-Tite feature double threads that lock the tip into place for increased security, and wings for easy attachment and removal.

<歯内療法関連製品に...>

ナビチップ


- 根管への挿入が容易で、柔軟で先端に丸みのあるカニューレ

使用推奨商品：
クロルシッドJ(30G) EDTA クエン酸(30G)

ウルトラカルXSJ(29G)



販売名：ナビチップ 29G / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X1008600001
販売名：ナビチップ 30G / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000017



外径：29G(0.35mm), 30G(0.30mm)

LOK-TITE


| | | |
|----------------|---------|---------|
| 20個 | 29G | 30G |
| 27mm - グリーン | 5115-JP | 1354-JP |
| 25mm - ブルー | 5114-JP | 1250-JP |
| 21mm - イエロー | 5113-JP | 1349-JP |
| 17mm - ホワイト | 5112-JP | 1249-JP |
| バラエティパック (各5個) | 5116-JP | - |

| | |
|------------|---------|
| 50個 | 29G |
| 25mm - ブルー | 1376-JP |

ナビチップ サイドポート 31G 21mm

- クローズタイプ2穴式根管洗浄用チップ

使用推奨商品：クロルシッドJ EDTA クエン酸



外径：0.27mm

LOK-TITE


| | | |
|---------|------|-----|
| 5121-JP | 21mm | 20個 |
|---------|------|-----|

| | | |
|---------|------|-----|
| 5122-JP | 21mm | 50個 |
|---------|------|-----|

ナビチップ サイドポート 31G 27mm

- クローズタイプ2穴式根管洗浄用チップ

使用推奨商品：クロルシッドJ EDTA クエン酸



外径：0.27mm

LOK-TITE

| | | |
|---------|------|-----|
| 5123-JP | 27mm | 20個 |
|---------|------|-----|

販売名：ナビチップ 31G サイドポート / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000039


ナビチップ FX 17mm

- ブラシ付き根管洗浄チップ
- 注水、こする、洗浄が同時に可能

使用推奨商品： EDTA クエン酸



17mm
外径： 0.30mm



LOK-TITE

1452-JP 17mm 20個

ナビチップ FX 25mm

- ブラシ付き根管洗浄チップ
- 注水、こする、洗浄が同時に可能

使用推奨商品： EDTA クエン酸



25mm
外径： 0.30mm



LOK-TITE

1454-JP 25mm 20個

販売名：ナビチップ FX / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000035


エンドイーズチップ

- 屈曲可能な万能チップ



先端を自在に曲げることができます。
注：31Gは曲げることができません。

使用推奨商品：
ウルトラカルXSJ(22G) バキュームアダプター



販売名：エンドイーズチップ / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000011



18G 19G 20G 22G 31G

| 20個 | ゲージ | 色 | 外径 |
|--------|-----|------|---------------|
| 345-JP | 18G | グリーン | 0.049";1.25mm |
| 346-JP | 19G | イエロー | 0.042";1.06mm |
| 347-JP | 20G | ピンク | 0.035";0.90mm |
| 348-JP | 22G | ブルー | 0.028";0.70mm |
| 349-JP | 31G | オレンジ | 0.010";0.28mm |


イリゲーターチップ

- 先端が開いた独特の形態

使用推奨商品： EDTA クロルシッドJ クエン酸



販売名：イリゲーターチップ / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000037



27G
外径： 0.30mm

207-JP 20個

キャピラリーチップ(φ0.014")

- 屈曲可能
- バキュームアダプターを使用する根管内乾燥

使用推奨商品：バキュームアダプター



販売名：キャピラリーチップ / 一般的名称：洗浄針 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000018

パープル
φ0.014"
(内径： 0.36mm)



LOK-TITE

341-JP (φ0.014") 20個

3099-JP (φ0.014") 50個

キャピラリーチップ(φ0.019")

- 屈曲可能
- バキュームアダプターを使用する根管内乾燥

使用推奨商品：バキュームアダプター

販売名：キャピラリーチップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000018

グリーン
φ0.019"
(内径: 0.48mm)



LOK-TITE

186-JP (φ0.019") 20個

1425-JP (φ0.019") 50個

<ティッシュマネジメントに...>

デントインフューザーチップ

- 先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ



使用推奨商品：アストリンジェント ビスコスタット ビスコスタットクリア



販売名：デントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000022



LOK-TITE

122-JP 20個

125-JP 100個

<多用途に...>

インスパイラルブラシチップ


- 長さの調節可能なブラシ付きチップ
- 高粘性材料のフローに適しています。
- 気泡の混入を防止



使用推奨商品：ウルトラエッチJ ウルトラシールXTプラスJ



販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014



イメージ

外径: 1.07mm



LOK-TITE

710-JP 20個

マイクロチップ

- フローアブルコンポジットレジン用の標準チップ

使用推奨商品：オパールダムOP オパールダムOPグリーン



販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016

20G
外径: 0.96mm



LOK-TITE

1168 20個

ブラックマイクロチップ

使用推奨商品：ウルトラブレンドプラスJ オパールダムOP



オパールダムOPグリーン ウルトラシールXTプラスJ



販売名：ブラックマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000008

22G
外径:
0.75mm



LOK-TITE

194-JP 20個

1085-JP 100個

マイクロFXチップ(20G)

使用推奨商品:
オパールエッセンスBOOST



販売名: マイクロFXチップ(20G) / 一般的名称: 洗浄針 /
一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000068



20G
外径:
0.96mm

LOK-TITE

1405

100個

ブルーマイクロチップ

使用推奨商品:
(ブルー)
ウルトラエッチJ

プライマドライJ



販売名: ブルーマイクロチップ / 一般的名称: 歯科用注入器具 /
一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000009



25G
外径:
0.60mm

LOK-TITE

158-JP

20個

127-JP

100個

ブラックミニチップ

・多量に塗布するときのための全プラスチック型光不透過チップ。

使用推奨商品: ウルトラブレンドプラスJ LGブロックアウトレジン



販売名: ブラックミニチップ / 一般的名称: 歯科用注入器具 /
一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000010



LOK-TITE

196-JP

20個

ブラックミニブラシチップ

・低粘度材料用
・気泡の混入を防止

使用推奨商品: セーブルシーク シーク プライマドライJ



販売名: ブラックミニブラシチップ / 一般的名称: 歯科用注入器具 /
一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000015



LOK-TITE

190-JP

20個

<その他>

SSTチップ

・バキュームアダプターを使用し、外科手術、歯内療法などの多量吸引

使用推奨商品: バキュームアダプター



販売名: SSTチップ / 一般的名称: 洗浄針 /
一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000060



LOK-TITE

1248-JP

20個

マイクロキャピラリーチップ

- 軟組織中でも見分けやすい明るい色
- 歯肉溝内清掃

使用推奨商品：バキュームアダプター



販売名：マイクロキャピラリーチップ／一般の名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000019



10mm
外径：
0.41mm

LOK-TITE

1121-JP 10mm 20個

マイクロキャピラリーチップ

- 軟組織中でも見分けやすい明るい色
- 歯肉溝内清掃

使用推奨商品：バキュームアダプター



販売名：マイクロキャピラリーチップ／一般の名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000019



5mm
外径：
0.41mm

LOK-TITE

1120-JP 5mm 20個

ホワイトマックチップ

使用推奨商品：オラシールJ



販売名：ホワイトマックチップ／一般の名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000032



外径：
1.91mm

661-JP 20個

ホワイトマックミニチップ

使用推奨商品：オラシールJ



販売名：ホワイトマックミニチップ／一般の名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000004



外径：
1.07mm

1247-JP 20個

ミキシングチップ

使用推奨商品：エンドレス



販売名：ミキシングチップ／一般の名称：歯科用練成器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000004



5920 20個

<シリンジ>

ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL

- チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000021



124-JP 20本

ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL

- チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000043



#201-JP 10本

ビスコスタット エンプティシリンジ 1.2mL

- 弱遮光性
- ビスコスタットの詰替用
- チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

ビスコスタット (医療機器届出番号：13B1X10086000027) および
アストリンジェント (医療機器届出番号：13B1X10086000028) の構成品



#1278-JP 20本

スキニシリンジ 0.5mL

- 遮光性で少量の材料を使い切る特殊構造
- チップが外れ落ちないルアーロックタイプ
- 光重合材料のデリバリー用

販売名：スキニシリンジ 0.5mL / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000012



1680-JP 20本

シリンジカバー

- 交叉感染を予防するためのシリンジカバー

使用推奨商品：すべての1.2mLシリンジ



※シリンジは別売です。

249 300枚

ルアーロックキャップ

- ウイング付きルアーロックキャップ
- 1.2mL, 5mLシリンジ用キャップ



205
ホワイト 20個