

選べて使える石膏ラインアップ

弊社の製品には、品質の安定性に優れた良質な高級化学石膏が使用されています。

特に高い精度が求められる作業模型に最適な超硬石膏

硬化膨張率
(2時間後)
0.06%



超硬石膏
クリンロック

3kg入パック(1.5kg×2)

〈届出番号 11B3X00042000024〉 日本製

高精度 高強度 高適合性

■カラー
ブラウン

膨張率0.08%の精密さで優れたダストフリータイプ

硬化膨張率
(2時間後)
0.08%



硬石膏

18kg入ボックス(1.5kg×12)

ニューストーン DFL 4.5kg入パック (1.5kg×3)

〈届出番号 11B3X00042000006〉 日本製

高精度 適合性 ダストフリー

■カラー
イエロー ブルー

硬化がシャープで初期強度が高く安定した品質です

硬化膨張率
(2時間後)
0.20%



硬石膏

20kg入ボックス(2.5kg×8)

クリンストーン 10kg入エコボックス(2.5kg×4)

5kg入パック(2.5kg×2)

ホワイトは3kg入パックのみ(1.5kg×2)

〈一般医療機器・届出番号 11B3X00042000005〉 日本製

サトピー性 緻密で滑沢

■カラー
イエロー ブルー ホワイト

アルファ石膏配合により強度が高く様々な用途に使えます

硬化膨張率
(2時間後)
0.26%



普通石膏

クリンプラスター

5kg入パック(5kg×1)

〈届出番号 11B3X00042000025〉 日本製

べた付きにくい

■カラー
ホワイト

高級化学石膏

化学合成によって造られるため非常に純度が高く、高白色度です。不純物の混入が無く、粒度が均一で安定しています。原料ロットごとの品質に差がありません。

硬化膨張の推移

